

## VENTILATORI POLMONARI MEDUMAT Weinmann

Allarmi elettronici in caso di:

- Disconnessioni
- Stenosi
- Caduta di pressione ossigeno d'alimentazione
- Tensione batteria insufficiente
- Senza fusione "Trigger" nella funzione "ventilazione assistita"
- Guasto del sistema



- WM 8120 Life Base Mini II con MEDUMAT standard e modulo O2
- WM 8155 Life Base Mini II con MEDUMAT basic P e modulo O2
- WM 8200 Life Base Mini II con MEDUMAT standard a e modulo O2
- WM 8160 Supporto da parete per Life Base Mini II
- WM 97144 Set Capnocoast Mini e Multibase 2



**MEDIUMAT Basic p**  
cod. WM 22650

Il MEDUMAT basic p offre la funzione di ventilazione controllata, unita alla massima semplicità d'uso. Grazie al sistema integrato d'allarmi, offre la massima sicurezza d'impiego.



**MEDIUMAT Standard**  
cod. WM 22500

Il MEDUMAT standard è un ventilatore per l'emergenza concepito per la ventilazione controllata. E' dotato dello stesso sistema d'allarmi del MEDUMAT Standard a ed offre, sia al paziente che al soccorritore, la massima sicurezza d'impiego. Può inoltre sfruttare tutte le funzioni supplementari in abbinamento con gli appositi moduli e le piastre.



**MEDIUMAT Standard a**  
cod. WM 22800

Il ventilatore automatico MEDUMAT standard a offre le funzioni di ventilazione controllata ed assistita ( simile al SIMV ). E' possibile ampliarne le funzioni.